

T-Scan™ Novus™ o Novus™ Core?

*Introduci l'analisi occlusale digitale
nel tuo studio, scegliendo la
soluzione più adatta alle tue
specifiche esigenze.*





T-SCAN: UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE ATTIVITÀ

T-Scan è un sistema di valutazione oggettiva che migliora la comprensione, la soddisfazione e la fidelizzazione del paziente, riduce i costi di visite ripetute e rifacimenti, e consente una maggiore confidenza e un approccio preventivo nella cura del paziente. I dati digitali sulla forza dell'occlusione rilevati da T-Scan consentono al medico di individuare con precisione le interferenze occlusali, rimuoverle velocemente e garantire al paziente un trattamento estremamente accurato.

Tekscan offre due diverse soluzioni T-Scan Novus:

La soluzione per l' Odontoiatria Generale

T-Scan™ Novus™ CORE™

- Include funzionalità di base per l'analisi occlusale su corone, ponti e altre correzioni
- Funzioni essenziali di forze relative nel tempo per l'analisi occlusale
- Spesa contenuta, entry-level

Entrambe le soluzioni Novus utilizzano lo stesso manipolo e accessori T-Scan Novus mostrati in queste immagini

La soluzione per l' Odontoiatria Avanzata

T-Scan™ Novus™

- Analisi dettagliate per odontoiatria implantare e cosmetica
- Dati completi di distribuzione e tempo per DTM/ATM, riabilitazioni complete e odontoiatria digitale
- Network con più operatori
- Trattamenti multidisciplinari e funzionalità di comunicazione



Sistemi consigliati per tipo di attività

La soluzione per l' Odontoiatria Generale

T-Scan[®] Novus[™]
CORE

T-Scan Novus Core fornisce dati di forze relative nel tempo che danno vita ai risultati della carta dell'articolazione. Questa soluzione è adatta a **studi odontoiatrici individuali** che cercano uno strumento utile a fornire una migliore assistenza ai propri pazienti. **È possibile procedere all'upgrade a T-Scan Novus in qualsiasi momento**, per rispondere a eventuali nuove esigenze dello studio.



Le applicazioni del sistema T-Scan Novus Core includono:

- Visite iniziali complete
- Ponti e corone
- Analisi e correzioni occlusali
- Igiene dentale
- Correzione splint
- Fitting protesi

T-Scan Novus offre una gamma completa di funzionalità per l'analisi oclusale, rivolta a studi odontoiatrici avanzati che si occupano di procedure complete (maggiori dettagli a pag. 6). T-Scan Novus è la soluzione adatta a studi con più ambulatori, o studi che lavorano su più sedi.

La soluzione per l' Odontoiatria Avanzata

T-Scan[®] Novus[™]



T-Scan Novus può essere utilizzato per tutte le applicazioni del T-Scan Novus Core più:

- Odontoiatria implantare
- Trattamenti DTM/ATM
- Riabilitazioni complete
- Odontoiatria estetica
- Odontoiatria digitale

Tabella di confronto

		T-Scan™ Novus™ CORE™	T-Scan™ Novus™
Strumenti di analisi	Database Paziente	✓ - Lista paziente semplificata	✓ - Lista pazienti completa e condivisibile
	Forze relative nel tempo	✓ - Linea del tempo occlusale semplificata	✓ - Include analisi informative e dettagli
	Panoramica 2D e 3D	✓ - Dati essenziali delle forze	✓ - Include molte opzioni aggiuntive
	Regolazione automatica sensibilità	✓	✓
	Velocità di scansione	Fino a 50Hz	Fino a 500Hz (in modalità Turbo)
	Traiettoria del Centro di Forza	✓	✓
	Grafico temporale	✓	✓
	Personalizzazione arco	✓ (solo superiore)	✓ (superiore e inferiore)
	Sovrapposizione impronta digitale	✗	✓
	Cancellino della forza	✗	✓
	Tipologia scansione	✗	✓
	Regolazione velocità di riproduzione	✗	✓
	Tabella tempi	✗	✓
	Visualizzazione arco in quadranti	✗	✓
	Rilevamento anomalie di forza	✗	✓
	Filtro delle forze	✗	✓
	Tempistica del dente individuale	✗	✓
	Linee ABCD	✗	✓
	Opzione "Vai a" sulla linea del tempo	✗	✓
	Notifica di sovraccarico impianti	✗	✓
Opzioni di Esportazione/ Usabilità	Creazione di report e video	✗	✓
	Opzione di cattura delle immagini	✗	✓
	Esportazione dati ASCII	✗	✓
	Installazione su più dispositivi	✗	✓
Possibilità di integrazione	Integrazione DSDApp®	✗	✓
	Compatibilità BioPAK	✗	✓
	Connettività con altri dispositivi (EMG)	✗	✓

T-Scan™ Novus™ Funzioni Avanzate



Notifica di sovraccarico impianti

Notifica di sovraccarico impianti

Si riceve un avviso quando un impianto è sottoposto a un'eccessiva forza occlusale o se c'è un precontatto. In questo modo, gli impianti possono essere preservati dalle forze occlusali che potrebbero danneggiarli.



Formazione & Ricerca

- Esportazione di video delle forze relative nel tempo (file MP4), grafici e report ASCII per una comunicazione semplice.
- Agevole condivisione di video sul web con Microsoft PowerPoint e non solo.



Integrazione con DSDApp®

Integrazione tecnologica

- Consente di visualizzare i punti di contatto sovrapposti ai modelli d'impronta digitale dal tuo scanner intraorale con la funzione Digital Impression Overlay (DIO).
- Integrazione con Digital Smile Design® DSDApp® per ottenere un'anteprima del sorriso.
- Collegamento con BioEMG™ per la valutazione delle forze occlusali in relazione all'attività muscolare.



Trattamento dei DTM

Consente di individuare la fonte dei problemi DTM al fine di trattarne efficacemente gli effetti collaterali debilitanti. Per mezzo della terapia DTR (Disclusion Time Reduction) è possibile identificare i contatti eccessivamente coinvolti nei movimenti escursivi, problema che può portare iperattività di muscoli, traumi e sintomi DTM.



Velocità di scansione

Permette di registrare una maggiore quantità di dati in bocca con una velocità di scanserizzazione di 500Hz (50Hz per Novus Core), garantisce l'individuazione di eventuali interferenze e la rilevazione di dati accurati e precisi per un trattamento efficace del paziente.



Networking

Installare T-Scan Novus su più postazioni (Windows 7, 8, e10), consente di massimizzare la produttività e la capacità di realizzare profitto dalla tua attività.

PRONTO A FAR DIVENTARE T-SCAN NOVUS UNO STRUMENTO IMPRESCINDIBILE PER LA TUA ATTIVITÀ?

È l'unico sistema di analisi occlusale digitale clinicamente riconosciuto e convalidato in odontoiatria. T-Scan Novus è una soluzione premium per l'odontoiatra moderno. **Inoltre:**



L'efficacia di T-Scan è confermata da oltre 180 articoli e due manuali di ricerca (comprendenti 5 volumi)



T-Scan ha un network di opinion leader internazionali che mettono la tecnologia al centro della propria attività



T-Scan è affiliato con autorevoli partner CE al servizio dell'industria dentale



I contenuti formativi disponibili online in italiano e in inglese consentono di approfondire le applicazioni cliniche e ottimizzare l'utilizzo dello strumento



Il team di specialisti e opinion leader in Italia è disponibile per supporto, assistenza e incontri online anche individuali con gli utilizzatori di T-Scan



SEI INTERESSATO?

CONTATTACI SENZA IMPEGNO PER UNA DEMO PERSONALIZZATA.

 0438 842440



Seguici sui social



T-Scan Italia



YEN CO[®]
DENTAL DIFFUSION



Via Cal Bruna 1/A, Pieve di Soligo (TV)



0438 842440



Yen co.



yenco.it/t-scan



[yencodentaldiffusion](https://www.instagram.com/yencodentaldiffusion)



tscan@yenco.it



Yen co.

Rivenditori ufficiali per il Nord Italia