

1. Panoramica

- Nome commerciale/del dispositivo: Amber Mill Direct
- Nome comune: Materiale per manufatti dentali per protesi dentarie
- Destinazione d'uso del dispositivo: La serie Amber Mill Direct è indicata per la realizzazione di restauri in ceramica integrale quali faccette, intarsi, onlay, corone anteriori e posteriori singole.
- Nome di classificazione: Polvere di porcellana per uso clinico
- Unità di confezionamento: fare riferimento alla confezione standard HASS.

2. Istruzioni



(1) Modalità d'uso

Questo prodotto deve essere utilizzato secondo i metodi o utilizzando un sistema CAD/CAM dentale.

* Procedura per l'utilizzo dei blocchetti in vetroceramica *

- 1 Fissare il portablocchetto nella posizione corretta.
- 2 Montarlo sull'apparecchiatura CAD/CAM.
- 3 Inserire le informazioni relative alle dimensioni del blocchetto preparato nell'apparecchiatura CAD/CAM.
- 4 Inserire le informazioni di correzione necessarie per la lavorazione.
- 5 Lavorare il blocchetto utilizzando l'apparecchiatura CAD/CAM.
- 6 Staccare con cautela il blocchetto lavorato dall'apparecchiatura.
- 7 Staccare il dente artificiale o il restauro lavorato dal blocchetto.
- 8 Se necessario, eseguire il trattamento di colorazione e glasure.
- 9 Amber Mill Direct offre la possibilità di modificare la traslucenza da HT (alta traslucenza) a LT (bassa traslucenza) mediante cottura combinata. Tabella

Stand-by temperatura B	Tempo di chiusura S	Velocità di salita t1	Temperatura di cottura T1	Tempo di mantenimento HT
400°C	3:00 min.	45°C	840°C	1:00 min.
Vuoto 1 V 11 / V 12	Vuoto 2 V 21 / V 22	Raffreddamento lungo L	Tempo di raffreddamento t1	
450°C	840°C	690°C	-	

*840 °C è la temperatura minima richiesta per la cottura combinata LT.

*Programmat CS

- 2 Imballare e conservare il prodotto in modo adeguato per evitare che si danneggi.
- 3 Conservare il prodotto a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C, con umidità relativa compresa tra 10% e 90% r.H, a pressioni atmosferiche comprese tra 500 hPa e 1060 hPa

4. Effetti collaterali

Se il paziente è allergico a uno qualsiasi dei componenti di Amber Mill Direct, il materiale non deve essere utilizzato per realizzare restauri.

5. Controindicazioni

- 1 Restauri con ponti
- 2 Preparazioni gengivali molto profonde
- 3 Bruxismo
- 4 Qualsiasi altro uso non elencato nelle indicazioni

6. Proprietà meccaniche e fisiche

- 1 Resistenza alla flessione: oltre 300 MPa
- 2 Solubilità chimica: inferiore a 100 µg/cm²
- 3 Coefficiente di espansione termica : 11.5 (±0.5) x 10⁻⁶ K⁻¹

** Questo è un prodotto monouso. * Non riutilizzare.

7. Pictograph

	Non riutilizzare		Attenzione	REF	Numero di catalogo
	Consultare le istruzioni per l'uso	LOT	Codice lotto		Data di produzione
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata		Produttore		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Non sterile	Rx only	ATTENZIONE: la normativa federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo alla sola prescrizione medica	CE 2195	Marcatura CE
	Tenere lontano dalla luce solare				

(2) Conservazione e manutenzione prima dell'uso

- 1 Non conservare in luoghi aperti o antigenici, poiché ciò potrebbe contaminare i prodotti.
- 2 Conservare lontano da umidità, luce solare diretta e fonti di calore.
- 3 Non riutilizzare o riciclare le parti rimanenti una volta utilizzate.

3. Precauzioni

(1) Precauzioni prima dell'uso

- 1 Prestare attenzione a non danneggiare l'utensile di fresatura della macchina CAD/CAM durante il montaggio o lo smontaggio del prodotto.
- 2 Prestare attenzione a non rimanere con le mani intrappolate nell'utensile di fresatura.
- 3 Il portablocchetto deve essere fissata in una posizione precisa.
- 4 Eliminare o rimuovere la polvere che potrebbe formarsi durante il funzionamento della macchina CAD/CAM.
- 5 Non far cadere il prodotto a terra né esercitare una forza eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- 6 Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- 7 Il prodotto deve essere maneggiato da odontotecnici e dentisti

(2) Conservazione e manutenzione prima dell'uso

- 1 Conservare il prodotto a temperatura ambiente in un luogo asciutto

EC REP KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany

CE 2195

HASS Corporation
77-14, Gwahakdanji-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, KOREA 25452
Tel: +82-70-7712-1300 / Fax: +82-33-644-1231
Assistenza clienti: +82-2-2083-1367
E-mail: hasscorp@hassbio.com
Site web: www.hassbio.com



Yen co. s.r.l.
Via Cal Bruna 1/A, 31053 Pieve di Soligo (TV) - Italia
Tel: 0438 842440
Email: info@yenco.it