

NOVITÀ



Resina per la **STAMPA 3D** di  
allineatori diretti

*Graphy*

TERA HARZ TC-85 DAC

## PROPRIETÀ DEL MANUFATTO STAMPATO

### Colore

TC-85 DAC: Clear

TC-85 DAW: White (disponibile su ordinazione)

### Durezza Shore

≥ 85 Mpa

### Resistenza alla flessione

≥ 65 Mpa (ISO 20795-2)

### Modulo elastico

≥ 1500 Mpa (ISO 20795-2)

## COMPATIBILITÀ

Tera Harz TC-85 DAC è compatibile con tutte le stampanti 3D a 405 nm.

## FORMATO

1 kg

## ISCRIVITI AL GRUPPO



Il Laboratorio Odontotecnico Digitale  
[groups/labodt.digitale](https://www.facebook.com/groups/labodt.digitale)

Richiedi ulteriori informazioni

**YEN CO**<sup>®</sup>  
DENTAL DIFFUSION

 0438 842440

 [info@yenco.it](mailto:info@yenco.it)

 [www.yenco.it](http://www.yenco.it)

TC-85 DAC (Dental Aligner Clear) è un materiale fotopolimerico che supera la tecnologia degli allineatori realizzati via termostampa rendendo possibile la produzione degli allineatori direttamente dalla stampante 3D.

TC-85 DAC è un materiale biocompatibile, conforme e certificato ai sensi degli standard   

Certificato come Dispositivo Medico classe IIA.

