


ENEa 7 Watt

CURVA DI ASSORBIMENTO



DATI TECNICI

TECNOLOGIA	SPECIFICHE
Laser a Diodi	GaAIAs
Lunghezza d'onda	810nm ± 10nm
Puntatore	635nm ± 10nm (1mW)
Potenza max (CW)	7 Watt
Frequenza Max	30.000 Hz
Modalità	CW/ Pulsata / Singolo Impulso
Diametro tip	200µm - 300µm - 400µm
Dimensioni (l x p x h)	210 x 195 x 270 mm

Rivenditore autorizzato


YEN CO. S.r.l.

Via Cal Bruna, 1/A
31053 Pieve di Soligo (TV)
Italia

Tel. 0438/842440
e-mail: info@yenco.it
website: www.yenco.it

ENE A 15 Watt

CURVA DI ASSORBIMENTO



DATI TECNICI

TECNOLOGIA	SPECIFICHE
Laser a Diodi	GaAIAs
Lunghezza d'onda	810nm ± 10nm
Puntatore	635nm ± 10nm (1mW)
Potenza max (CW)	15 Watt
Frequenza Max	30.000 Hz
Modalità	CW/ Pulsata / Singolo Impulso
Diametro tip	200µm - 300µm - 400µm
Dimensioni (l x p x h)	210 x 195 x 270 mm

Rivenditore autorizzato

YEN CO. S.r.l.

Via Cal Bruna, 1/A
31053 Pieve di Soligo (TV)
Italia

Tel. 0438/842440
e-mail: info@yenco.it
website: www.yenco.it

YEN CO®
DENTAL DIFFUSION

DOTAZIONI STANDARD



Puntale Onda Piana
Codice: BT5008



Caricabatterie Dispositivo
Codice: LC5005



Occhiali di protezione laser 810nm
Codice: LG5006



Manipolo Laser
Codice: LH5001



Kit Tip Laser 200um (5 pezzi)
Codice: TL620



Kit Tip Laser 300um (5 pezzi)
Codice: TL630



Kit Tip Laser 400um (5 pezzi)
Codice: TL640



Puntale Terapia 60°
Codice: TT5108



Trolley
Codice: VL5017



Pedale Wireless
Codice: WF3008

Rivenditore autorizzato
YEN CO. S.r.l.

Via Cal Bruna, 1/A
31053 Pieve di Soligo (TV)
Italia

Tel. 0438/842440
e-mail: info@yenco.it
website: www.yenco.it