



ENEa Duo



CURVA DI ASSORBIMENTO



DATI TECNICI

TECNOLOGIA	SPECIFICHE	
Laser a Diodi	GaP	GaAlAs
Lunghezza d'onda	450nm ± 10nm	810nm ± 10nm
Puntatore	450nm ± 10nm (1mW)	635nm ± 10nm (1mW)
Potenza max (CW)	fino a 7 Watt	fino a 15 Watt
Frequenza Max	30.000 Hz	
Modalità	CW/ Pulsata / Singolo Impulso	
Diametro fibre/tip	Fibre 200µm - 300µm - 400µm	Tip 200µm - 300µm - 400µm
Dimensioni (l x p x h)	270 x 195 x 270 mm	

Rivenditore autorizzato
YEN CO. S.r.l.

Via Cal Bruna, 1/A
31053 Pieve di Soligo (TV)
Italia

Tel. 0438/842440
e-mail: info@yenco.it
website: www.yenco.it

DOTAZIONI STANDARD



Puntale Onda Piana
Codice: BT5008



Caricabatterie
Dispositivo
Codice: LC5005



Occhiali di Protezione
Laser 450nm
Codice: LG5006B



Occhiali di protezione
laser 810nm
Codice: LG5006



Manipolo Biostimolazione
1cm2
Codice: BH5014



Manipolo Laser
Codice: LH5001



Kit Tip Laser 200um (5
pezzi)
Codice: TL620



Kit Tip Laser 300um (5
pezzi)
Codice: TL630



Kit Tip Laser 400um (5
pezzi)
Codice: TL640



Manipolo Contact
Codice: MC5005



Fibra laser 200um
Codice: PF1200



Fibra laser 300um
Codice: PF1300



Fibra laser 400um
Codice: PF1400



Puntale Terapia 60°
Codice: TT5108



Trolley
Codice: VL5017



Pedale Wireless
Codice: WF3008