


ERMES 3 Watt

CURVA DI ASSORBIMENTO



DATI TECNICI

TECNOLOGIA	SPECIFICHE
Laser a Diodi	GaP
Lunghezza d'onda	450nm \pm 10nm
Puntatore	450nm \pm 10nm (1mW)
Potenza max (CW)	3 Watt
Frequenza Max	30.000 Hz
Modalità	CW/ Pulsata / Singolo Impulso
Diametro fibre	200 μ m - 300 μ m - 400 μ m
Dimensioni (l x p x h)	210 x 195 x 270 mm

Rivenditore autorizzato

YEN CO. S.r.l.

Via Cal Bruna, 1/A
31053 Pieve di Soligo (TV)
Italia

Tel. 0438/842440
e-mail: info@yenco.it
website: www.yenco.it

DOTAZIONI STANDARD



Manipolo Biostimolazione 1cm
Codice: BH5014



Caricabatterie Dispositivo
Codice: LC5005



Occhiali di Protezione Laser 450nm
Codice: LG5006B



Manipolo Contact
Codice: MC5005



Fibra laser 200um
Codice: PF1200



Fibra laser 300um
Codice: PF1300



Fibra laser 400um
Codice: PF1400



Trolley
Codice: VL5017



Pedale Wireless
Codice: WF3008

Rivenditore autorizzato

YEN CO. S.r.l.

Via Cal Bruna, 1/A
31053 Pieve di Soligo (TV)
Italia

Tel. 0438/842440
e-mail: info@yenco.it
website: www.yenco.it