


# ZAIRA 15 Watt

## CURVA DI ASSORBIMENTO



## DATI TECNICI

TECNOLOGIA	SPECIFICHE
Laser a Diodi	AIGAAs
Lunghezza d'onda	1064nm ± 10nm
Puntatore	635nm ± 10nm (1mW)
Potenza max (CW)	15 Watt
Frequenza Max	30.000 Hz
Modalità	CW/ Pulsata / Singolo Impulso
Diametro tip	200µm - 300µm - 400µm
Dimensioni (l x p x h)	210 x 195 x 270 mm

Rivenditore autorizzato

**YEN CO. S.r.l.**

Via Cal Bruna, 1/A  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
Italia

Tel. 0438/842440  
e-mail: [info@yenco.it](mailto:info@yenco.it)  
website: [www.yenco.it](http://www.yenco.it)

## DOTAZIONI STANDARD



Puntale Onda Piana  
Codice: BT5008



Caricabatterie Dispositivo  
Codice: LC5005



Occhiali di protezione laser 1064nm  
Codice: LG5006



Manipolo Laser  
Codice: LH5001



Kit Tip Laser 200um (5 pezzi)  
Codice: TL620



Kit Tip Laser 300um (5 pezzi)  
Codice: TL630



Kit Tip Laser 400um (5 pezzi)  
Codice: TL640



Puntale Terapia 60°  
Codice: TT5108



Trolley  
Codice: VL5017



Pedale Wireless  
Codice: WF3008

Rivenditore autorizzato

**YEN CO. S.r.l.**

Via Cal Bruna, 1/A  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
Italia

Tel. 0438/842440  
e-mail: [info@yenco.it](mailto:info@yenco.it)  
website: [www.yenco.it](http://www.yenco.it)