


# L.E.O PLUS

## CURVA DI ASSORBIMENTO



## DATI TECNICI

TECNOLOGIA	SPECIFICHE
Laser a Diodi	GaAIAs
Lunghezza d'onda	810nm ± 10nm
Puntatore	635nm ± 10nm (1mW)
Potenza max (CW)	7 Watt
Frequenza Max	20.000 Hz
Modalità	CW/ Pulsata
Diametro tip	200µm - 300µm - 400µm
Dimensioni (l x p x h)	230 x 200 x 230 mm

Rivenditore autorizzato

**YEN CO. S.r.l.**

Via Cal Bruna, 1/A  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
Italia

Tel. 0438/842440  
e-mail: info@yenco.it  
website: www.yenco.it

**DOTAZIONI STANDARD**



Puntale Onda Piana  
Codice: BT5008



Caricabatterie Dispositivo  
Codice: LC5005



Occhiali di protezione laser 810nm  
Codice: LG5006



Manipolo Laser  
Codice: LH5001



Kit Tip Laser 200um (5 pezzi)  
Codice: TL620



Kit Tip Laser 300um (5 pezzi)  
Codice: TL630



Kit Tip Laser 400um (5 pezzi)  
Codice: TL640



Puntale Terapia 60°  
Codice: TT5108



Valigia  
Codice: VL5013



Pedale Wireless  
Codice: WF3008

**Rivenditore autorizzato**

**YEN CO. S.r.l.**

Via Cal Bruna, 1/A  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
Italia

Tel. 0438/842440  
e-mail: info@yenco.it  
website: www.yenco.it