


# Graphy

We like creating specialized materials.



## STAMPA 3D DI ALLINEATORI DIRETTI CON TERA HARZ TC85-DAC

Un polimero altamente innovativo per la stampa diretta di allineatori con ***shape memory function***.

Una vera rivoluzione dal punto di vista del processo produttivo e delle opportunità di applicazione clinica di questi dispositivi.

## PROPRIETÀ DEL MANUFATTO STAMPATO

### Colore

TC-85 DAC: Clear

TC-85 DAW: White *(disponibile su ordinazione)*

### Durezza Shore

≥ 85 Mpa

### Resistenza alla flessione

≥ 50 Mpa (ISO 20795-2)

### Modulo elastico

≥ 1500 Mpa (ISO 20795-2)

### COMPATIBILITÀ

Tera Harz Direct Aligner TC-85 è compatibile con tutte le stampanti 3D a 405 nm.

### FORMATO

1 kg

### SEGUICI SU



Richiedi ulteriori informazioni




☎ 0438 842440

✉ info@yenco.it

🌐 www.yenco.it

## TERA HARZ DIRECT ALIGNER TC-85

Permette la massima customizzazione e ottimizzazione del fitting per ogni paziente/step, grazie alla possibilità di gestire geometria e spessori dell'allineatore in base alle esigenze del trattamento riabilitativo, massimizzando quindi il vantaggio offerto dalla stampa 3D.

Tera Harz TC-85 è un materiale biocompatibile conforme agli Standard   

Dispositivo Medico classe IIA.

