

# SONIC CS+

Inizia il tuo percorso nell'odontoiatria digitale



Sonic CS+ è progettata per garantire **massima precisione e affidabilità**.

Grazie a una maggiore penetrazione della luce per strato, offre fitting precisi assicurando **risultati costanti** e di alta qualità.



Installazione rapida  
**10 minuti**



Precisione superiore  
**385 nm**



Risoluzione  
**22 µm**

## DOPPIO PIATTO DI STAMPA

Progettato per offrire versatilità ed efficienza: scegli il **Mini Kit** per una stampa più rapida e tempi di pulizia ridotti, oppure passa allo **Standard Kit** per la massima produttività.



### STANDARD KIT

Stampa più manufatti

16.5 x 7.1 x 17.5 cm



### MINI KIT

Stampa più rapidamente

7 x 7 x 17.5 cm



BASI  
PROTESICHE



BITE  
SPLINT



DIMA  
CHIRURGICA  
FULL-ARCH



MODELLI  
FULL-ARCH



PONTI E  
CORONE  
DEFINITIVI



PONTI  
FULL-ARCH



GINGIVA  
MASK



DIMA  
CHIRURGICA



## Workflow pre-validato con Intelligenza Artificiale

Ottimizza il consumo di materiale e ottieni risultati costanti grazie al DS Slicer potenziato dall'Intelligenza Artificiale e al sistema aperto e verificato, compatibile con qualsiasi materiale.

## Design elegante

La stampante si adatta a qualsiasi ambiente grazie alla sua estetica piacevole e alla facilità d'uso.

1. Riscaldamento di camera e vasca
2. Purificatore d'aria integrato
3. Sistema di scorrimento e blocco vasca
4. Ampio schermo touch da 7"



## Completa l'installazione in 10 minuti

Grazie all'intuitiva interfaccia utente e al tutorial, la macchina può essere installata e pronta per stampare in meno di 10 minuti.

## SPECIFICHE TECNICHE

### Funzionalità

Funzionamento	Schermo Touch 7"
Connettività	USB   Wi-Fi   Ethernet

### Specifiche hardware

Peso stampante	22 Kg
Dimensioni stampante	36 x 38 x 55 cm

### Specifiche di stampa

Tecnologia	LCD
Spessore layer	30, 50, 100 µm
Velocità di stampa	Fino a 100 mm/ora
Volume di stampa	Standard Kit: 16,5 x 7,1 x 17,5 Mini Kit: 7,0 x 7,0 x 17,5
Risoluzione XY	22 µm
Risoluzione Z	10 µm
Lunghezza d'onda	385 nm

### IMPORTATORE PER L'ITALIA

Yen Co. srl  
Via Cal Bruna, 1/A  
31053 Pieve di Soligo (TV)



☎ 0438 842440  
✉ info@yenco.it  
🌐 www.yenco.it



Yen Co.



yencodentaldiffusion



Yen Co.



Yen Co.