



## Composito Gengivale Enigma

Una protesi naturale, per essere definita tale, richiede nella stessa misura in cui necessita di denti dal design naturale, una base acrilica in grado di replicare il più fedelmente possibile i tessuti gengivali.

Il Composito Gengivale Enigma è stato sviluppato per la caratterizzazione dell'estetica rosa su:

- Resine
- Titanio
- Composito
- Zirconia

La formula del nuovo composito gengivale Enigma è stata sviluppata utilizzando riempitivi microibridi vetrosi per ottenere un prodotto non solo **altamente estetico e di lunga durata**, ma anche **facile da utilizzare e caratterizzato da una superba lucentezza**. La varietà di colori disponibili permette di riprodurre facilmente la maggior parte delle pigmentazioni gengivali senza dover ricorrere a mix di colori, velocizzando quindi il processo e rendendo più predicibile il risultato. A differenza di altri compositi, è facile da controllare, non scorre e sta in posizione fin da subito, pronto per la prima polimerizzazione.



### Tonalità - Siringhe Composito 4 gr.

- |                 |                   |            |
|-----------------|-------------------|------------|
| ● Pink          | ● Flamingo Pink   | ● Ruby Red |
| ● Medium Pink   | ● Violet Pink     | ● AP A2    |
| ● Dark Pink     | ● Extra Pale Pink | ● AP A3    |
| ● Lavender Pink | ● Pale Pink       |            |

### Tonalità - Siringhe Stain 1 gr.

Intense Blue, Intense Red, Dark Brown, Light Brown

### Codici prodotto:

- **Kit Composito Gengivale Enigma** (cod. 0824-K) contiene:  
*11 x Siringhe Composito 4 gr. (1 x ogni tonalità disponibile)*  
*4 x Siringhe Stain 1 gr. (1 x ogni tonalità disponibile)*  
*1 x Oxigel 25gr*  
*1 x supporto porta-siringhe*
- **Siringa Composito 4 gr** (cod. 0924)
- **Siringa Stain 1 gr** (cod. 0350)

### Primer PMMA Enigma

Garantisce eccellente adesione tra l'acrilico PMMA e il composito.

Confezione: 20 ml.  
Cod.: 0386.



Per info sul rivenditore di zona

☎ 0438 842440  
✉ info@yenco.it

**schoëtlander**  
improving dentistry together

**yen co.**  
DENTAL DIFFUSION