

B.I.Z. Dental

Leap 500

Wireless

**Evoluzione intelligente.
Scansione senza limiti**



Leap 500 Wireless

Scanner intraorale



Trasmissione senza interruzioni

Altamente resistente
alle interferenze



25mm

Straordinaria profondità
di campo



Runtime Illimitato

Ricarica sulla base
Utilizzabile durante la ricarica

10 Secondi

Scansione dell'arcata completa



Casi di Scansione Reali



Restauro

1



Impianto

2



Scansione metallo

3



Edentulo

4



Funzionalità del software


Piattaforma Cloud




Referto di Esame I.A.

L'assistente intelligente del dentista, per una comunicazione migliore con i pazienti

Condividi con il paziente



Strumento di misurazione



Progettazione della corona



Rilevamento del colore




Libreria Scan body



Simulazione ortodontica



Splint design



Scansione DMC per Edentuli

Soluzioni digitali di precisione per casi edentuli.



Leap 500

Specifiche tecniche

Profondità di scansione	25 mm
Metodo di Connessione	WiFi 6
Autonomia Batteria	2 ore
Numero di Batterie	2 pz
Dimensioni	270,8 x 45 x 41 mm
Punta Grande	17,8 x 16,5 mm
Punta Media	14,85 x 14,45 mm
Punta Mini	11,75 x 13,5 mm
Controllo del Movimento	SI
Tecnologia A.I.	SI
Formato di Output	STL, PLY, OBJ
Alimentazione	DC 12V 2A
Rilevamento Sottosquadri	SI
Costruttore Modello 3D	SI

Requisiti minimi di sistema

Sistema Operativo	Windows 10 (64 bit)
CPU	Intel Core i5 11 Gen o superiore
Memoria	16GB
Hard Disk	512GB
GPU	NVIDIA RTX 3060 6GB o superiore
Risoluzione	1920x1080 60Hz
Porte USB	Porta Type-C con protocollo USB 3.0



BLZ Dental

BLZ Technology (Wuhan) Co., Ltd.

C4166, Wuhan Overseas Scholar Business Park,
No.11 Dongxin Road, East Lake New Technology
Development Zone, Wuhan, China

Tel: +86 27 6552 0255

Sito Web: www.blz-dental.com

Email: info@blz-dental.com

yen co.
DENTAL DIFFUSION

Via Cal Bruna 1/A,
31053 Pieve di Soligo (TV)
Italia

Tel: 0438 842440

Sito Web: www.yenco.it

Email: info@yenco.it